

Link do produktu: <https://amazonex.eu/lampa-grzewcza-skin-beauty-swiatlo-led-do-odmładzania-skory-16w-13070000345-p-182.html>



Lampa grzewcza Skin Beauty, światło LED do odmładzania skóry 16W [13070000345]

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 95,00 zł |
| Numer katalogowy | 345 |
| Kod producenta | 1307000034509 |
| Kod EAN | 5905274843450 |

Opis produktu

LED Face Massager 3 Color LED Light Skin Treat na trądzik Obkurczanie porów Napinanie porów Przeciwmarszczkowy Wygładzający Masaż Anti-Aging (UE)

Zabieg światłem LED to najbezpieczniejsza, najskuteczniejsza metoda pielęgnacji skóry, niechirurgiczna, nie uszkadzająca tkanek i komórek skóry. ta maszyna przyjmuje najnowszą technologię leczenia światłem, z 3 rodzajami światła, może pasować do wszystkich rodzajów skóry, w tym skóry wrażliwej.

- CZERWONE światło to jeden z najsilniejszych kolorów poprawiających krążenie krwi. Pobudzają produkcję kolagenu i poprawiają krążenie krwi, wspomagają wchłanianie składników odżywczych, łagodzą zmęczenie i poprawiają elastyczność skóry.
- BLUE Light ma doskonały efekt w leczeniu trądziku i zabijaniu bakterii. Może regulować wydzielanie sebum przez skórę i skutecznie pozbyć się trądziku.
- ŻÓLTE światło jest używane w celu poprawy naprawy i aktywacji komórek, zahamowania plam pigmentacyjnych, plam pigmentacyjnych i zmarszczek, a tym samym działa przeciwstarzeniowo.
- Przed użyciem masażera należy dokładnie oczyścić skórę i lepiej nałożyć niektóre produkty do pielęgnacji skóry na obszary zabiegowe, takie jak krem, serum lub essentia. Masaż pozwala wnikać w skórę substancjom odżywczym i potęgować efekt.

Cechy:

◆ Czerwone i światło podczerwone panel terapeutyczny

Combo deep Red 660 i bliskiej podczerwieni 850nm, najlepsza długość fali dla terapia światłem. Blisko Infrared 850nm jest niewidzialnym światłem przez ludzkie oczy, więc wygląda bardzo słabo, a podczerwień 660nm wygląda bardzo słabo, więc zobaczysz pół pracy led i wyglądasz jak cały czerwony kolor. Ale to normalne.

◆ Ciesz się terapia światłem w domu

Ta 16W światłoterapia Led panel jest idealna do wykorzystania w domu, możesz cieszyć się światłem podobnie jak w salonie piękności. W dowolnym czasie i dowolnym miejscu zamiast iść na terapie światłem w salonie kosmetyczny i płacić drogie koszty za każdym razem. Możesz użyć panel terapii światłem podczas czytania książki w łóżku, oglądania telewizji siedzi na kanapie, grać w gry komputerowe. Ciesz się terapią światłem w dowolnym czasie i wszędzie.

Funkcja:

1. Zwiększ krążenie krwi

Zwiększyć przepływ tlenu i przyspieszyć proces metaboliczny.

2. Popraw problemy skórne

Skutecznie poprawiają problemy skórne, takie jak trądzik, anti-aging, zmarszczki i ujędrnianie skóry.

3. Bez narkotyków, bez skutków ubocznych
Najlepszy cel na plecach, blisko twarzy, ramion, brzucha i nogi.

Jak korzystać z

10-20 minut za każdym razem, 5-10 razy w tygodniu zgodnie z wymaganiami twojego ciała.

Uwaga:

1. Odległość napromieniowania zależy od komfortu.
2. Nie patrz bezpośrednio w żarówkę podczerwieni.
3. Zwróć uwagę, aby trzymać się z dala od wszelkiego rodzaju materiałów łatwopalnych, sprzętu na wentylację i ciepło.